044/2020/01

Hydrogelum ad electrodam
(Hydrogel. ad elect.)

Varia.

ATC besorolás: –.

Javallat

EEG és EKG vizsgálatoknál az elektródák felhelyezéséhez.

Rp.

Natrii chloridi

grammata novem (g 9,0)

Aquae purificatae

grammata centum et quadraginta unum (g 141,0)

Glyceroli 85%

grammata centum et quinquaginta (g 150,0)

Hydrogeli methylcellulosi FoNo VIII.

ad grammata mille (ad g 1000,0)

M. f. gelum.
D.S.: Külsőleg. Elektródagél. Hűtőszekrényben tartandó!
Felhasználhatósági időtartam 3 hónap.

Fontos tudnivalók

Elektródagél. EEG és EKG vizsgálatok során a készüléket kezelő személyzet alkalmazza az elektródákon.

Ellenjavallat

Az összetevőkkel – elsősorban parabénnel – szembeni ismert túlérzékenység.

Mellékhatás

Az összetevőkre érzékeny személyeknél allergiás tünetek jelentkezhetnek.